

Gesundheitsmonitor GMON



„Gesundheitsrisiken ERKENNEN – fachmännisch BEWERTEN – präventiv HANDELN“

Waagen Register TANITA Home BCM Karteikarte: Messergebnisse BCM, Auswertung

Anwendung

Ansteuerung von TANITA-Körperanalysewaagen

Elektronische oder manuelle Übernahme aller Messwerte der Waage





Ergebnis-Bewertung

Alters- und geschlechtsabhängige Bewertung von:

- BMI
- Körperfettanteil und
- Körperwasseranteil

Übersichtsdarstellung der Körperkomposition



Report

Übersichtliche Darstellung der Messergebnisse mit Bewertung

- BMI
- Muskelmasse
- Körperfettanteil und
- Körperwasseranteil

Masseverteilung (Fettmasse – Muskelmasse)
Tabellarische Übersicht in alters- und geschlechtsspezifische Referenzbereiche